尺寸：210*148mm BLACK (双面印刷)

Janmed + Instruction For Use

Gebrauchsanweisung

Wund und Blasenspritzen

Produktname:

Wund- und Blasenspritzen – REF 790060 +790100

Spezifikation:

60ml、100ml

Produktionsfirma:

Anhui JN Medical Device Co., Ltd.

Struktur und Zusammensetzung:

Wund- und Blasenspritzen werden aus medizinischem Polypropylen und Gummi hergestellt, sie bestehen aus Gehäuse, Kernstange, Kolben, Schutzhülle und kleinen Anbauteilen.

Registrierte Adresse:

Caicun Town, Jing County, Xuancheng City, 242525 Anhui, China.

Herstelleradresse:

Caicun Town, Jing County, Xuancheng City, 242525 Anhui, China.

Verkaufsservice:

Caicun Town, Jing County, Xuancheng City, 242525 Anhui, China.

Tel: 86(563)5456998 Fax: +86(563)5456818

Produktnorm:

ISO 7886-1

Bestehend aus:

Gehäuse, Kernstange, Kolben, Schutzhülle und kleinen Passstücken

Verwendungszweck:

Spritze zum Spülen von transnasalen oder perkutanen Sonden zum einmaligen Gebrauch, und vom Versicherten selbst oder einer Pflegeperson zum Spülen der Sonde verwendet wird.

Bediener:

Kann von medizinischem Fachpersonal und Laien bedient und verwendet werden.

Potenzielle unerwünschte Wirkung:

Keine

Anweisungen für den Gebrauch:

- Waschen Sie sich vor der Anwendung die Hände;
- Tragen Sie ein Paar Untersuchungshandschuhe;
- Öffnen Sie die Packung;
- Nehmen Sie das Produkt heraus;
- Entfernen Sie die Schutzhülle;
- Füllen Sie es vor dem Gebrauch mit einer Spüllösung, oder verbinden Sie es mit entsprechenden Spülgeräten oder -vorrichtungen zu einem Spülsystem;
- Spülen Sie das Spülziel entsprechend der vorgesehenen Verwendung.

Risiken bei der Verwendung und Kontraindikationen:

- Es muss vor Ablauf des Verfallsdatums verwendet werden. Produkte, deren Verfallsdatum überschritten ist, können nicht verwendet werden.
- Prüfen Sie die Packung vor dem Gebrauch. Die Anwendung des Produktes ist verboten, wenn andere Substanzen darin enthalten sind.
- Nur für den einmaligen Gebrauch und sofort nach dem Entsiegeln.

Janmed + Instruction For Use

- Benutzen Sie es nicht, wenn die Verpackung gebrochen ist.
- Benutzen Sie es nicht, wenn andere abnormale Bedingungen aufgetreten sind.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

- Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch, verwenden Sie das Gerät während der Garantiezeit.
- Nach dem Gebrauch, entsprechend dem Krankenhaus oder den Anforderungen der Umweltschutzabteilungen für die Verarbeitung.
- Dieses Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt; wenn es beschädigt oder nass ist, darf es nicht verwendet werden.

Lagerungsbedingungen:

Verpackung Lagerung in relativer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80%, kühl und trocken, belüftet, nicht korrosive Gaskammer.

Sterilisation Ausfall Zeitraum:

Fünf Jahre

Technische Parameter des Produkts

Skala	60ml	100ml
Innendurchmesser	27.6mm±0.1mm	35.3mm±0.1mm
Äußerer Durchmesser	31mm±0.1mm	39.4mm±0.1mm
Länge	216.58mm±0.8mm	204.19mm±0.7mm
Gewicht	38g±1g	53g±1g
Nennvolumen	60ml±2.4ml	100ml±4ml
Anschluss	6：100	6：100

Janmed GmbH_0tto-Hahn-Straße 18_71069 Sindelfingen, Germany

Tel.: +49(0)7031-76234-0_Fax:+49(0)7031-76234-19_info@janmed.de_www.janmed.de

Anhui JN Medical Device Co.,Ltd.

Caicun Town, Jing County, Xuancheng City, 242525 Anhui, China

EC REP Prolinx GmbH,Brehmstr.56,DE-40239 Duesseldorf,Germany

CH REP Prolinx Global LTD,27 Old Gloucester Street,London,WC1N 3AX,UK

UK REP Share Info Suisse GmbHSt.Leonhard-Strasse 35,9000 St.Gallen.Switzerland

Anhui JN Medical Device Co.,Ltd. 安徽江南医疗器械股份有限公司	品牌：Janmed		姓名	日期	更改说明
		制图			
	图纸名称：冲洗器 说明书	审核			
图号/版本：JN/QJ-CCXQ-SM-01、A/0		批准			生效日期：